

Ambu® Man I

- Nukella voidaan harjoitella erilaisia elvytystilanteita. Rintakehän jäykkyyttä voidaan säädellä erilaisten kehotyoppien saavuttamiseksi.
- Nuken ventilaatiota voidaan hoitaa nielutuubilla ja elvytyspalkeella (nieluputkikasvosana käytettäessä) tai suusta-suuhun menetelmällä. Ristikontaminaation vaaraa ei ole hygieni-järjestelmän ansiosta. Nuken sisäinen puhdistaminen ei ole tarpeen; harjoituksen jälkeen pääpussi vaihdetaan ja kasvot pestään.
- Mekaaninen valvontainstrumentti antaa välittömästi tietoja ventilaatiotilavuudesta, mahaan ventiloinnista, rintakehän painelussyvyydestä (mm) ja käden väärästä asennosta rintakehällä. Mekaanisen valvontainstrumentin asteikkolevyt on helppo vaihtaa tarvittaessa.
- Nukke voidaan liittää USB -kaapelilla PC:hen, jossa voidaan hallita ja tallentaa harjoituksen tietoja käyttäen Ambu CPR Software Kit -ohjelmistoa (lisävaruste).
- Kantolaukkua voidaan käyttää harjoitusalueena



Tilaustiedot	Tuote nro
Ambu Man I, torso	A234 204 000
Kädet torsoon	234 000 704
Jalat ja kädet torsoon	234 000 706
Nieluputkikasvot	234 000 725

Ambu 
Ideas that work for life